

平成 11 年 2 月 8 日付け課長事務連絡	現行の委託事業仕様書別添 (遺伝毒性評価 WG)
微生物を用いる変異原性試験の具体的手法及び試験結果の評価方法	微生物を用いる変異原性試験の具体的手法及び試験結果の評価方法
<p>I 試験の手法</p> <p>1 試験の準備</p>	<p>I 試験の手法</p> <p><u>以下では、プレインキュベーション法、プレート法及びガスバク露法による試験の手法を示す。</u></p> <p>1 試験の準備</p>
<p>(1) 試験に使用する器具、試薬等の滅菌</p> <p>微生物を用いる変異原性試験（以下「試験」という。）に使用する器具、試薬等で、あらかじめ滅菌されたもの以外のもので雑菌の混入するおそれのあるものについては、滅菌しなければならない。</p>	<p>(1) 試験に使用する器具、試薬等の滅菌</p> <p>微生物を用いる変異原性試験(以下「試験」という。)に使用する器具、試薬等で、あらかじめ滅菌されたもの以外のもので雑菌の混入するおそれのあるものについては、滅菌しなければならない。</p>
<p>(2) テスト菌株の特性検査</p> <p>凍結保存するテスト菌株は、次の特性等について検査し、それぞれの菌株に特有の性質を持っていることを確認する。</p> <p>イ アミノ酸要求性</p> <p>ロ 紫外線感受性</p> <p>ハ 膜変異 rfa 特性</p> <p>ニ プラスミド由来の薬剤耐性</p> <p>ホ 陰性対照値</p> <p>ヘ 陽性対照値</p>	<p>(2) テスト菌株の特性検査</p> <p>凍結保存するテスト菌株は、次の特性等について検査し、それぞれの菌株に特有の性質を持っていることを確認する。</p> <p>ア アミノ酸要求性</p> <p>イ 紫外線感受性</p> <p>ウ 膜変異 rfa 特性</p> <p>エ プラスミド由来の薬剤耐性</p> <p>オ 陰性対照値</p> <p>カ 陽性対照値</p>
<p>(3) テスト菌株の保存</p>	<p>(3) テスト菌株の保存</p>

<p>テスト菌株の保存には特性を確認した後、単一コロニーより増殖させた菌懸濁液を凍結保存する。</p>	<p>テスト菌株は、特性を確認した後、単一コロニーより増殖させた菌懸濁液を少量ずつ凍結させたもの（以下「菌凍結液」という。）を保存する。</p>
<p>(4) 培養条件の決定 テスト菌株の適切な培養条件は、経時的に生菌数を求める方法で得られた生育曲線より決定する。</p>	<p>(4) 培養条件の決定 テスト菌株の適切な培養条件は、経時的に生菌数を求める方法で得られた生育曲線より決定する。</p>
<p>(5) テスト菌株の前培養</p> <p>イ (3) で凍結保存したテスト菌株（以下「菌凍結液」という。）を解凍し、ニュートリエントブロス培養液に一定量を接種する。なお、菌凍結液を解凍したものの残りは再使用してはならない。</p> <p>ロ 37℃で培養し、(4) で求めた培養条件に基づき静止期の初期で培養を止める。</p> <p>ハ 前培養液について、生菌数が 1×10^9/ml 以上であることを確認する。</p> <p>ニ テスト菌株の前培養液は、試験ごとに新しく培養したものをを用いなければならない。</p>	<p>(5) テスト菌株の前培養</p> <p>ア (3)の菌凍結液を解凍し、ニュートリエントブロス培養液に一定量を接種する。なお、菌凍結液を解凍したものの残りは再使用してはならない。</p> <p>イ 37℃で培養し、(4)で求めた培養条件に基づき静止期の初期で培養を止める、それ以上増殖しないようにする。</p> <p>ウ 前培養液について、生菌数が 1.0×10^9 /ml 以上であることを確認する。</p> <p>エ テスト菌株の前培養液は、試験ごとに新しく培養したものをを用いなければならない。</p>
<p>(6) 被験物質溶液等の調製 試験を行う化学物質（以下「被験物質」という。）の溶液等は被験物質の性状により次の溶液等とする。</p> <p>イ 水又は DMSO に安定な被験物質</p>	<p>(6) 被験物質溶液等の調製</p> <p>ア プレインキュベーション法及びプレート法の場合 試験を行う化学物質(以下「被験物質」という。)の溶液等は被験物質の性状により次の溶液等とする。 (ア) 水又はDMSOに安定な被験物質</p>

<p>(イ) 水に可溶である場合…水溶液</p> <p>(ロ) 水に難溶で DMSO に可溶である場合…DMSO 溶液</p> <p>(ハ) 水及び DMSO に難溶である場合…水又は DMSO 懸濁液</p> <p>ロ 水及び DMSO に懸濁できない場合又は水及び DMSO に不安定な被験物質 被験物質の溶解性及び安定性並びにテスト菌株及び S9 mix に対する毒性を考慮して選んだ適切な有機溶媒に溶解又は懸濁したものをを用いる。</p> <p>ハ 水に不安定な被験物質は、適切な方法で脱水した有機溶媒に溶解又は懸濁する。</p>	<p>① 水に可溶である場合…水溶液</p> <p>② 水に難溶で DMSO に可溶である場合…DMSO 溶液</p> <p>③ 水及び DMSO に難溶である場合…水又は DMSO 懸濁液</p> <p>(イ) 水及びDMSOに懸濁できない場合又は水及びDMSOに不安定な被験物質 被験物質の溶解性及び安定性並びにテスト菌株及び S9 mix に対する毒性を考慮して選んだ適切な有機溶媒に溶解したものをを用いる。</p> <p>(ウ) <u>(イ)で選んだ有機溶剤に溶解しない場合は、当該有機溶剤に懸濁したものをを用いる。</u></p> <p>(エ) 水に不安定な被験物質は、適切な方法で脱水した有機溶媒に溶解したものをを用いる。</p> <p>(オ) <u>(エ)で選んだ有機溶剤に溶解しない場合は、当該有機溶剤に懸濁したものをを用いる。</u></p>
	<p><u>イ ガスばく露法の場合</u> 被験物質ガスの調製は、被験物質の性状により次のように行う。</p> <p>(ア) 被験物質が気体又は揮発性で、空気中で安定である場合…空気を用いて被験物質を希釈し、又は空気中で気化して調製</p> <p>(イ) 被験物質が気体又は揮発性で、空気中の酸素と反応し不安定な場合…窒素、ヘリウム等の不活性な気体を用いて被験物質を希釈し、又はこれらの不活性な気体中で</p>

	気化して調製
<p>2 試験の実施</p>	<p>2 試験の実施</p>
<p>(1) 試験に用いるテスト菌株 試験に用いるテスト菌株は以下の菌株とする。 イ ネズミチフス菌 TA98 ロ ネズミチフス菌 TA100 ハ ネズミチフス菌 TA1535 ニ ネズミチフス菌 TA1537、TA97 又は TA97a ホ 大腸菌 WP2uvrA、大腸菌 WP2uvrA/pKM101 又はネズミチフス菌 TA102 被験物質の性質からみてこれらの菌株以外の菌株を用いて試験を行う必要があると認められる場合には、当該菌株を追加しなければならない。</p>	<p>(1) 試験に用いるテスト菌株 試験に用いるテスト菌株は以下の菌株とする。 ア ネズミチフス菌 TA98 イ ネズミチフス菌 TA100 ウ ネズミチフス菌 TA1535 エ ネズミチフス菌 TA1537、TA97 又は TA97a オ 大腸菌 WP2uvrA、大腸菌 WP2uvrA/pKM101 又はネズミチフス菌 TA102 被験物質の性質からみてこれらの菌株以外の菌株を用いて試験を行う必要があると認められる場合には、当該菌株を追加しなければならない。</p>
<p>(2) 試験方法の選択 試験はプレインキュベーション法又はプレート法で実施する。なお、揮発性液体及びガス状物質については物性に応じた適切な方法で試験を実施する。 プレインキュベーション法又はプレート法は、代謝活性化系を用いる場合及び用いない場合の両条件下で試験を実施する。 代謝活性化系を用いる場合の S9 mix は以下の組成とする。 S9 mix 1ml 中の組成</p>	<p>(2) 試験方法の選択 試験はプレインキュベーション法、プレート法又はガスばく露法で実施する。<u>なお、被験物質が気体である場合や、試験管又はプレートからの散出のおそれのある揮発性の液体である場合は、ガスばく露法で実施する。</u> プレインキュベーション法、プレート法又はガスばく露法は、代謝活性化系を用いる場合及び用いない場合の両条件下で試験を実施する。 代謝活性化系を用いる場合の S9 mix は以下の組成とす</p>

<table border="1"> <tbody> <tr> <td>S9 分画</td> <td>10~30% (0.1~0.3ml)</td> </tr> <tr> <td>MgCl₂</td> <td>8 μ mol</td> </tr> <tr> <td>KCl</td> <td>33 μ mol</td> </tr> <tr> <td>グルコース 6-リン酸</td> <td>5 μ mol</td> </tr> <tr> <td>NADPH</td> <td>4 μ mol</td> </tr> <tr> <td>NADH</td> <td>4 μ mol</td> </tr> <tr> <td>ナトリウム-リン酸緩衝液 (pH7.4)</td> <td>100 μ mol</td> </tr> </tbody> </table>	S9 分画	10~30% (0.1~0.3ml)	MgCl ₂	8 μ mol	KCl	33 μ mol	グルコース 6-リン酸	5 μ mol	NADPH	4 μ mol	NADH	4 μ mol	ナトリウム-リン酸緩衝液 (pH7.4)	100 μ mol		<p>る。</p> <p>S9 mix 1 ml 中の組成</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>S9 分画</td> <td>10~30%(0.1~0.3 ml)</td> </tr> <tr> <td>MgCl₂</td> <td>8 μ mol</td> </tr> <tr> <td>KCl</td> <td>33 μ mol</td> </tr> <tr> <td>グルコース 6-リン酸</td> <td>5 μ mol</td> </tr> <tr> <td>NADPH</td> <td>4 μ mol</td> </tr> <tr> <td>NADH</td> <td>4 μ mol</td> </tr> <tr> <td>ナトリウム-リン酸緩衝液(pH7.4)</td> <td>100 μ mol</td> </tr> </tbody> </table> <p>代謝活性化系を用いない場合は S9 mix の代わりに 0.1M のナトリウム-リン酸緩衝液(pH7.4)を用いる。</p>	S9 分画	10~30%(0.1~0.3 ml)	MgCl ₂	8 μ mol	KCl	33 μ mol	グルコース 6-リン酸	5 μ mol	NADPH	4 μ mol	NADH	4 μ mol	ナトリウム-リン酸緩衝液(pH7.4)	100 μ mol
S9 分画	10~30% (0.1~0.3ml)																													
MgCl ₂	8 μ mol																													
KCl	33 μ mol																													
グルコース 6-リン酸	5 μ mol																													
NADPH	4 μ mol																													
NADH	4 μ mol																													
ナトリウム-リン酸緩衝液 (pH7.4)	100 μ mol																													
S9 分画	10~30%(0.1~0.3 ml)																													
MgCl ₂	8 μ mol																													
KCl	33 μ mol																													
グルコース 6-リン酸	5 μ mol																													
NADPH	4 μ mol																													
NADH	4 μ mol																													
ナトリウム-リン酸緩衝液(pH7.4)	100 μ mol																													
<p>代謝活性化系を用いない場合は S9 mix の代わりに 0.1M のナトリウム-リン酸緩衝液 (pH7.4) を用いる。</p>																														
<p>(3) プレート数</p> <p>すべての試験 (用量設定試験、本試験及び確認試験) は 2 枚以上のプレートを用いて行う。</p>		<p>(3) プレート数</p> <p>すべての試験(用量設定試験、本試験及び確認試験)は 2 枚以上のプレートを用いて行う。<u>ただし、2 枚以上のプレートを用いた 2 回の本試験を行う場合は、用量設定試験は 1 枚のプレートとして差し支えない。</u></p>																												
<p>(4) 用量設定試験</p> <p>この試験は、被験物質の沈殿の有無と各テスト菌株に対する生育阻害を調べ、本試験を行う場合の被験物質の用量範囲を決定するための試験である。</p> <p>本試験と同じ手法を用い、代謝活性化系を用いる場合と用いない場合の両条件下で最高用量 5mg/プレートから適切な</p>		<p>(4) 用量設定試験</p> <p>この試験は、被験物質の沈殿の有無と各テスト菌株に対する生育阻害を調べ、本試験を行う場合の被験物質の用量範囲を決定するための試験である。</p> <p>本試験と同じ手法を用い、代謝活性化系を用いる場合と用いない場合の両条件下で最高用量 5 mg/プレート (<u>ガスばく</u></p>																												

<p>公比で 5 段階以上の用量について実施する。</p>	<p><u>露法の場合には、50%（体積%）又は調製可能な最大濃度）</u> から適切な公比で 5 段階以上の用量について実施する。</p>
<p>(5) 本試験の用量設定 本試験の用量は、用量設定試験の結果より求める。</p> <p>イ 用量設定試験において、変異原性が認められた場合 用量依存性が得られるように適切な間隔で用量を設定する。</p> <p>ロ 用量設定試験において、変異原性が認められなかった場合</p> <p>(イ) 用量設定試験において、被験物質がテスト菌株に対して生育阻害を示さず、かつ、被験物質の沈殿が認められない場合は、最高用量 5mg/プレート とし、適切な間隔で用量を設定する。</p> <p>(ロ) 用量設定試験において、被験物質がテスト菌株に対して生育阻害を示した場合は、沈殿の有無にかかわらず最高用量は被験物質がテスト菌株に対して生育阻害を示す用量とし、適切な間隔で用量を設定する。</p> <p>(ハ) 用量設定試験において、被験物質がすべてのテスト菌株に対して生育阻害を示さず、かつ、被験物質の沈殿が認められた場合は、沈殿の認められる用量段階を 1 段階以上含めた適切な間隔で用量を設定する。</p>	<p>(5) 本試験の用量設定 本試験の用量は、用量設定試験の結果より求める。</p> <p>ア 用量設定試験において、変異原性が認められた場合 用量依存性が得られるように適切な間隔で用量を設定する。</p> <p>イ 用量設定試験において、変異原性が認められなかった場合</p> <p>(ア) 用量設定試験において、被験物質がテスト菌株に対して生育阻害を示さず、かつ、被験物質の沈殿が認められない場合は、最高用量 5 mg/プレート <u>（ガスばく露法の場合には、50%（体積%）又は調製可能な最大濃度）</u> とし、適切な間隔で用量を設定する。</p> <p>(イ) 用量設定試験において、被験物質がテスト菌株に対して生育阻害を示した場合は、沈殿の有無にかかわらず最高用量は被験物質がテスト菌株に対して生育阻害を示す用量とし、適切な間隔で用量を設定する</p> <p>(ウ) 用量設定試験において、被験物質がすべてのテスト菌株に対して生育阻害を示さず、かつ、被験物質の沈殿が認められた場合は、<u>最高用量 5 mg/プレート</u> 又は沈殿の認められる用量段階を 1 段階以上含めた適切な間隔で用量を設定する。</p> <p><u>（注：用量設定試験において、菌株 A では生育阻害及び</u></p>

	<p><u>被験物質の沈殿が認められ、菌株 B では被験物質の沈殿のみが認められた場合には、菌株 B について沈殿が認められる用量を基準として用量設定を行うことはできず、5 mg/プレート（ガスばく露法の場合には、50%（体積%）又は調製可能な最大濃度）を最高用量として試験を行わなければならない。</u></p>
<p>(6) 本試験</p> <p>試験は、代謝活性化系を用いる場合及び用いない場合の両条件下で（5）で設定した用量で 5 段階以上の試験を実施する。</p>	<p>(6) 本試験</p> <p>試験は、代謝活性化系を用いる場合及び用いない場合の両条件下で(5)で設定した用量で 5 段階以上の試験を実施する。 <u>（注：本試験は用量設定試験の結果を待たずに実施してはならない。また、1 枚プレートの用量設定試験における 2 回の本試験は、同じ日に実施してはならない。）</u></p>
<p>(7) 確認試験</p> <p>用量設定試験と本試験の結果が一致しない場合には再現性を確認するために確認試験を実施する。</p>	<p>(7) 確認試験</p> <p>用量設定試験と本試験の結果が一致しない場合又は 1 枚プレートの用量設定試験における 2 回の本試験の結果が一致しない場合は、<u>再現性を確認するために確認試験を実施する。</u></p> <p><u>また、プレート法による用量設定試験又は本試験において陰性の結果が得られた場合は、プレインキュベーション法による本試験又は確認試験を実施することが望ましい。</u></p>
<p>(8) 対照</p> <p>上記のすべての試験において、必ず陰性対照と陽性対照を含める。</p> <p>イ 陰性対照</p>	<p>(8) 対照</p> <p>上記のすべての試験において、必ず陰性対照と陽性対照を含める。</p> <p>ア 陰性対照</p>

<p>各テスト菌株について被験物質の調製に用いた溶媒を用いる。</p> <p>ロ 陽性対照</p> <p>S9 mix を必要とする陽性対照物質と S9 mix を必要としない陽性対照物質を、適切な用量で用いる。</p>	<p>各テスト菌株について被験物質の調製に用いた溶媒 (<u>ガスばく露法の場合には、被験物質の調製に用いた気体</u>) を用いる。</p> <p>イ 陽性対照</p> <p>(ア) <u>陽性対照の選択及び用量</u></p> <p>S9 mix を必要とする陽性対照物質と S9 mix を必要としない陽性対照物質を、<u>テスト菌株に応じて選択し、適切な用量で用いる。</u></p> <p>(イ) <u>代謝活性化系を用いる場合</u></p> <p><u>S9 mix を必要とする陽性対照は、以下を考慮して選択する。</u></p> <p>① <u>2-アミノアントラセンは、S9mixの有効性の唯一の指標としてはならない。</u></p> <p>② <u>2-アミノアントラセンに加える陽性対照は、ベンゾピレン又はジメチルベンズアントラセンとすることが望ましい。</u></p>
<p>(9) 無菌テスト</p> <p>上記のすべての試験において、最高用量の被験物質溶液、S9 mix について試験に用いた容量で無菌テストを実施する。</p>	<p>(9) 無菌テスト</p> <p>上記のすべての試験において、最高用量の被験物質溶液 (<u>ガスばく露法の場合には、被験物質ガス</u>)、S9 mix について試験に用いた容量で無菌テストを実施する。</p>
<p>3 試験の方法</p> <p>(1) プレインキューベーション法</p>	<p>3 試験の方法</p> <p>(1) プレインキューベーション法</p>

<p>イ 代謝活性化系を用いない場合</p> <p>(イ) 滅菌された試験管に被験物質溶液を入れる。</p> <p>(ロ) (イ)に 0.1M ナトリウム-リン酸緩衝液 (pH7.4) を 0.5ml 添加し、続いてテスト菌株前培養液を 0.1ml 加えてよく混合する。</p> <p>(ハ) (ロ) を 37°C で振盪しながら一定時間プレインキュベートする。</p> <p>(ニ) (ハ) にトッパアガーを 2ml 加えてよく混合する。</p> <p>(ホ) (ニ) を最少グルコース寒天平板培地 (プレート) の上に注ぎ一様に広げる。</p> <p>(ヘ) 37°C で 48 時間以上インキュベートする。</p> <p>(ト) すべてのプレートについて、テスト菌株の生育阻害の有無を実体顕微鏡を用いて調べる。また、被験物質の沈殿の有無を肉眼で調べる。</p> <p>(チ) 復帰突然変異により生じたコロニー数を数える。</p>	<p>ア 代謝活性化系を用いない場合</p> <p>(ア) 滅菌された試験管に被験物質溶液を入れる。</p> <p>(イ) (ア)に 0.1 M ナトリウム-リン酸緩衝液 (pH7.4) を 0.5 ml 添加し、続いてテスト菌株前培養液を 0.1 ml 加えてよく混合する。</p> <p>(ウ) (イ)を 37°C で振盪しながら一定時間プレインキュベートする。</p> <p>(エ) (ウ)にトッパアガーを 2 ml 加えてよく混合する。</p> <p>(オ) (エ)を最少グルコース寒天平板培地 (プレート) の上に注ぎ一様に広げる。</p> <p>(カ) 37°C で 48 時間以上インキュベートする。</p> <p>(キ) すべてのプレートについて、テスト菌株の生育阻害の有無を実体顕微鏡を用いて調べる。また、被験物質の沈殿の有無を肉眼で調べる。</p> <p>(ク) 復帰突然変異により生じたコロニー数を数える。</p>
<p>ロ 代謝活性化系を用いる場合</p> <p>(イ) 滅菌された試験管に被験物質溶液を入れる。</p> <p>(ロ) (イ)に S9 mix を 0.5ml 添加し、続いてテスト菌株前培養液を 0.1ml 加えてよく混合する。</p> <p>(ハ) イの (ハ) ~ (チ) と同じ操作を実施する。</p>	<p>イ 代謝活性化系を用いる場合</p> <p>(ア) 滅菌された試験管に被験物質溶液を入れる。</p> <p>(イ) (ア)に S9 mix を 0.5 ml 添加し、続いてテスト菌株前培養液を 0.1 ml 加えてよく混合する。</p> <p>(ウ) アの (ウ) ~ (ク) と同じ操作を実施する。</p>

(2) プレート法

イ 代謝活性化系を用いない場合

- (イ) 滅菌された試験管に被験物質溶液を入れる。
- (ロ) (イ)に **0.1M** ナトリウム-リン酸緩衝液(pH7.4)を **0.5ml** 添加し、続いてテスト菌株前培養液を **0.1ml** 加える。
- (ハ) (ロ) にトッパガーを **2ml** 加えてよく混合する。
- (ニ) (ハ) をプレートの上に注ぎ一様に広げる。
- (ホ) **37℃**で **48** 時間以上インキュベートする。
- (ヘ) すべてのプレートについて、テスト菌株の生育阻害の有無を実体顕微鏡を用いて調べる。また、被験物質の沈殿の有無を肉眼で調べる。
- (ト) 復帰突然変異により生じたコロニー数を数える。

ロ 代謝活性化系を用いる場合

- (イ) 滅菌された試験管に被験物質溶液を入れる。
- (ロ) (イ)に **S9 mix** を **0.5ml** 添加し、続いてテスト菌株前培養液を **0.1ml** 加える。
- (ハ) イの (ハ) ~ (ト) と同じ操作を実施する。

(2) プレート法

ア 代謝活性化系を用いない場合

- (ア) 滅菌された試験管に被験物質溶液を入れる。
- (イ) (ア)に **0.1 M**ナトリウム-リン酸緩衝液(pH7.4)を **0.5 ml** 添加し、続いてテスト菌株前培養液を **0.1 ml**加える。
- (ウ) (イ)にトッパガーを **2 ml**加えてよく混合する。
- (エ) (ウ)をプレートの上に注ぎ一様に広げる。
- (オ) **37℃**で**48時間**以上インキュベートする。
- (カ) すべてのプレートについて、テスト菌株の生育阻害の有無を実体顕微鏡を用いて調べる。また、被験物質の沈殿の有無を肉眼で調べる。
- (キ) 復帰突然変異により生じたコロニー数を数える。

イ 代謝活性化系を用いる場合

- (ア) 滅菌された試験管に被験物質溶液を入れる。
- (イ) (ア)に **S9 mix**を **0.5 ml**添加し、続いてテスト菌株前培養液を **0.1 ml**加える。
- (ウ) アの(ウ)~(キ)と同じ操作を実施する。

(3) ガスばく露法

ア 代謝活性化系を用いない場合

- (ア) 滅菌された試験管に **0.1 M**ナトリウム-リン酸緩衝液(pH7.4)を

	<p>0.5 ml入れ、続いてテスト菌株前培養液を0.1 ml加えてよく混合する。</p> <p>(イ) (ア)にトップアガーを2ml加えてよく混合する。</p> <p>(ウ) (イ)を最少グルコース寒天平板培地(プレート)の上に注ぎ一様に広げる。</p> <p>(エ) (ウ)プレートのふたを外し、上下転倒させてプレートホルダーに固定し、適当な容器に用量別に入れる。</p> <p>(オ) 用いた容器を密封した後、プレート当たり500 mlの濃度調整した被験物質ガスを充填し、ばく露する。</p> <p>(カ) プレートを入れた容器を恒温培養器に入れ、37℃で24時間(窒素、ヘリウム等を希釈気体として使用した場合には、2～12時間程度)ばく露する。</p> <p>(キ) ばく露後、ばく露気体を空気で置換した後、プレートホルダーを取り出し、ふたをした後、各用量別にビニル袋に上下を転倒して収容し、37℃で24時間以上培養する。</p> <p>(ク) すべてのプレートについて、テスト菌株の生育阻害の有無を実体顕微鏡を用いて調べる。</p> <p>(ケ) 復帰突然変異により生じたコロニー数を数える。</p> <p>イ 代謝活性化系を用いる場合</p> <p>(ア) 滅菌された試験管にS9 mixを0.5 ml添加し、続いてテスト菌株前培養液を0.1 ml加えてよく混合する。</p> <p>(イ) アの(イ)～(ケ)と同じ操作を実施する。</p>
<p>4 結果の表示</p> <p>復帰変異コロニー数は、各々のプレートの実測値とその平均</p>	<p>4 結果の表示</p>

<p>値を表示し、用量－反応曲線の図を添付する。</p>	<p>復帰変異コロニー数は、各々のプレートの実測値とその平均値を表示し、用量－反応曲線の図を添付する。</p>
<p>5 報告書</p> <p>(1) 最終報告書</p> <p>最終報告書に記載すべき内容は、GLP 基準（昭和 63 年労働省告示第 76 号）に記載された内容に以下の内容を加えて作成する。</p>	<p>5 報告書</p> <p>(1) 最終報告書</p> <p>最終報告書に記載すべき内容は、GLP 基準(昭和 63 年労働省告示第 76 号)に記載された内容に以下の内容を加えて作成する。</p>
<p>イ 被験物質 保管方法、CAS 番号（既知の場合）</p> <p>ロ 被験物質溶液の調製方法及び溶媒の名称とその選択理由</p> <p>ハ 陽性対照物質 陽性対照物質溶液の調製方法、溶液の保管及び方法</p> <p>ニ S9 及び S9 mix S9 の入手方法等、S9 の調製方法、S9 mix の組成</p> <p>ホ 試験系 試験に用いたテスト菌株の名称、選択理由、入手方法及び保存方法</p> <p>ヘ 前培養の条件及び培地 前培養条件、ニュートリエントブロス、前培養終了時の生菌数、最少グルコース寒天平板培地、トッペアガー</p> <p>ト 試験方法等</p>	<p>ア 被験物質 保管方法、CAS 番号(既知の場合)</p> <p>イ 被験物質溶液の調製方法及び溶媒の名称とその選択理由 <u>(ガスばく露法の場合には、被験物質ガスの調製方法及び希釈用ガスの名称とその選択理由)</u></p> <p>ウ 陽性対照物質 陽性対照物質溶液の調製方法、溶液の保管及び方法</p> <p>エ S9 及び S9 mix S9 の入手方法等、S9 の調製方法、S9 mix の組成</p> <p>オ 試験系 試験に用いたテスト菌株の名称、選択理由、入手方法及び保存方法</p> <p>カ 前培養の条件及び培地 前培養条件、ニュートリエントブロス、前培養終了時の生菌数、最少グルコース寒天平板培地、トッペアガー</p> <p>キ 試験方法等</p>

<p>採用した試験方法、使用プレート数、試験の操作手順、用量の設定理由、コロニーカウント方法、生育阻害の有無の確認方法、無菌テスト、沈殿の有無の確認方法、結果の判定基準</p> <p>チ 試験結果及び考察 無菌テストの結果、生育阻害の有無、被験物質の沈殿の有無、陰性対照値と陽性対照値の背景データ</p> <p>リ その他必要とされる事項 参考文献</p>	<p>採用した試験方法、使用プレート数、試験の操作手順、用量の設定理由、コロニーカウント方法、生育阻害の有無の確認方法、無菌テスト、沈殿の有無の確認方法、結果の判定基準</p> <p>ク 試験結果及び考察 無菌テストの結果、生育阻害の有無、被験物質の沈殿の有無、陰性対照値と陽性対照値の背景データ</p> <p>ケ その他必要とされる事項 参考文献</p>
<p>(2) 労働安全衛生法第 57 条の 2 第 1 項の規定に基づく新規化学物質の届出に用いる試験結果報告書 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出に用いる試験結果報告書は、平成 9 年 9 月 29 日付け基発第 653 号「微生物を用いる変異原性試験結果報告書様式の改正について」の別添様式によること。</p>	<p>(2) 労働安全衛生法第 57 条の 4 第 1 項の規定に基づく新規化学物質の届出に用いる試験結果報告書 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出に用いる試験結果報告書は、平成 9 年 9 月 29 日付け基発第 653 号「微生物を用いる変異原性試験結果報告書様式の改正について」の別添様式による。<u>ただし、ガスばく露法の場合には、一部の項目を修正して使用する。</u></p>
<p>6 その他</p>	<p>6 その他</p>
<p>(1) 試験に使用した化学物質等の取扱い及び廃棄に当たっては、法令の定めのあるものは、当該法令の定めによることとはもとより、法令の定めのないものであってもその取扱い及び廃棄には十分注意しなければならない。</p>	<p>(1) 試験に使用した化学物質等の取扱い及び廃棄に当たっては、法令の定めのあるものは、当該法令の定めによることとはもとより、法令の定めのないものであってもその取扱い及び廃棄には十分注意しなければならない。</p>

<p>(2) 被験物質の安全性を確認する上で、試験責任者がここに示した手法等から変更を必要とする場合は、試験責任者の判断によることとし、最終報告書及び届出に用いる試験結果報告書にその旨を記載すること。</p>	<p>(2) <u>ガスばく露法による試験において、被験物質を取り扱う操作は、労働者が被験物質にばく露しないよう、ケミカルハザード用安全キャビネット等適切な設備を用いて行う。</u></p> <p>(3) 被験物質の安全性を確認する上で、試験責任者がここに示した手法等から変更を必要とする場合は、試験責任者の判断によることとし、最終報告書及び届出に用いる試験結果報告書にその旨を記載する。</p>
<p>II 結果の評価</p>	<p>II 結果の評価</p>
<p>1 評価の前提条件</p> <p>ある物質について行われた変異原性試験は、それが適正な菌、代謝活性化系及び試薬等を用い、上記 I の手法に従って適切に実施された場合に初めて、当該試験結果が評価の対象となる。</p>	<p>1 評価の前提条件</p> <p>ある物質について行われた変異原性試験は、それが適正な菌、代謝活性化系及び試薬等を用い、上記 I の手法に従って適切に実施された場合に初めて、当該試験結果が評価の対象となる。</p>
<p>2 結果の判定基準</p> <p>化学物質の用量の増加とともに復帰変異コロニー数が明らかに増加し、かつ、再現性が得られる場合に陽性と判定する。</p>	<p>2 結果の判定基準</p> <p>化学物質の用量の増加とともに復帰変異コロニー数が明らかに増加し <u>(原則として、陰性対照の2倍以上)</u>、かつ、再現性が得られる場合に陽性と判定する。</p>
<p>3 化学物質の変異原性比活性</p> <p>化学物質の変異原性の強さについては、化学物質の変異原性</p>	<p>3 評価指標</p> <p>(1) <u>プレインキュベーション法及びプレート法の場合</u></p>

比活性を用いて相対的比較を行う。比活性は陽性と判定した用量で次式で計算し、被験物質の用量（単位 mg/プレート）当たりの最高値を求める。

$$\text{比活性} = \frac{\{\text{当該用量におけるプレート当たりの復帰変異コロニー数}\} - \{\text{陰性対照の復帰変異コロニー数}\}}{\text{当該用量 [mg/プレート]}}$$

化学物質の変異原性の強さについては、化学物質の変異原性比活性を用いて相対的比較を行う。比活性は陽性と判定した用量の数値を次式に当てはめて計算し、被験物質の用量(単位 mg/プレート)当たりの最高値を求める。

$$\text{比活性} = \frac{\left(\begin{array}{l} \text{当該用量} \\ \text{におけるプ} \\ \text{レート当た} \\ \text{りの復帰変} \\ \text{異コロニー} \\ \text{数} \end{array} \right) - \left(\begin{array}{l} \text{陰性対象} \\ \text{の} \\ \text{復帰変異コ} \\ \text{ロニー数} \end{array} \right)}{\text{当該用量 (mg/プレート)}}$$

(2) ガスばく露法の場合

化学物質の変異原性の強さについては、陽性を示す最小用量（体積%）により相対的比較を行う。