

事 務 連 絡
令和4年2月22日

各都道府県衛生主管部（局） 御中

厚生労働省健康局健康課予防接種室

武田/モデルナ社ワクチン3回目第3クールで配布するシリンジ・注射針について

追加接種等に用いる武田/モデルナ社ワクチンの3回目第3クール（2月21日の週配送分。V-SYS上の名称は「TM3rd03」）の接種用シリンジ・注射針については、「新型コロナワクチン追加接種（3回目接種）等に使用するファイザー社ワクチン及び武田/モデルナ社ワクチンの配分等について」（令和3年11月17日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡）でお知らせしたところですが、3回目第3クールで配送するシリンジ・注射針の組合せは別添のとおりです。

武田/モデルナ社ワクチンについては、接種者人数が20人集まらない、20回分シリンジに採取出来なかったといった場合を考慮し、1バイアル最低15回は使用するものと計算した量のワクチンを配送することとしています。1バイアルには、追加接種の容量（1回0.25mL）として20回接種分の薬液が充填されています。

今般国から配送する注射針及びシリンジを用いて丁寧に採取することにより、20回採取することも可能であることから、ワクチン1箱に対して注射針及びシリンジはそれぞれ2箱（1バイアルから20回分）配布します。

できるだけ破棄するワクチンが少なくなるように、概ね20人単位で予約を受け付けるなどの工夫をお願いします。

以上の内容を管内の市町村（特別区を含む。）及び接種を予定する医療機関並びに関係団体に御連絡いただくようお願いいたします。

なお、3回目第1クール以降についても、1回目、2回目接種時と同様に地域担当卸が配送いたします。

TM3rd03ケールに配布予定の接種用シリンジ及び注射針

< 接種用シリンジ及び注射針の組合せ >

(組合せ①)

針付きシリンジ (一体型)	製造販売会社	株式会社トップ
	製品名	トップシリンジ注射針付 (トップシリンジLD (25G×25mm))

(組合せ②)

針付きシリンジ (一体型)	製造販売会社	スミス・メディカルジャパン株式会社
	製品名	LDSシリンジ1ml 25G×25mm